

Termómetro Auditivo de Rayo Infrarrojo

63-1517

Paso Uno

Instalación de las pilas

Artículos necesarios...

Dos pilas AAA

- Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
- Introduzca dos pilas en el compartimiento correspondiente, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.
- Vuelva a colocar la tapa y ciérrela firmemente.



Paso Dos

Empleo del termómetro auditivo de rayo infrarrojo

- Para encender el termómetro, oprima el botón. Aparecen brevemente todos los segmentos de la pantalla, seguidos de una serie de pitidos. Aparece el símbolo °F y se enciende por un momento la pantalla de cristal líquido.

- Introduzca la sonda del termómetro en el canal auditivo, como sigue.

- **Para niños de un año de edad o mayores y adultos:** Tire de la oreja levemente hacia atrás para enderezar el canal auditivo. Después introduzca la sonda en el oído hasta donde llegue. Asegúrese de que la sonda selle completamente el canal auditivo. Mantenga esta posición hasta que termine de efectuarse la medición.
- **Para niños menores de un año:** Tire de la oreja hacia atrás e introduzca la sonda directamente contra el canal auditivo.

- Oprima el botón hasta que el termómetro auditivo emita un pitido largo.
- Retire el termómetro del canal auditivo y lea la medición.


Si desea efectuar otra medición, espere hasta que aparezca el símbolo °F en la pantalla de cristal líquido. Si no se efectúa ninguna medición adicional en menos de un minuto, el termómetro se apaga automáticamente. Proteja el termómetro con la tapa de la sonda cada vez después de usar la unidad.

La temperatura

El rótulo **Err** aparece cuando se emplea el termómetro en un entorno a una temperatura fuera del intervalo de temperatura de funcionamiento del mismo, de 59 a 104 °F (de 15 a 40 °C).

La letra **H** (alta) aparece si la temperatura de la persona es superior a 109.2 °F (42.9 °C).

La letra **L** (baja) aparece si la temperatura de la persona es inferior a 89.6 °F (32 °C).



Paso Tres


Selección del formato de los grados

- Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
- Retire una pila del compartimiento de pilas.
- Para cambiar de grados Fahrenheit a Celsius, con unas pinzas retire la orejeta negra situada arriba del compartimiento de las pilas. Para cambiar de grados Celsius a Fahrenheit, vuelva a colocar la orejeta.
- Vuelva a colocar la pila y la tapa del compartimiento de las pilas.
- Para mostrar el nuevo formato, oprima el botón.

No deseche la orejeta negra. Guárdela para futuro uso.

Lo que viene incluido

Termómetro	Bolsa
Correa	Tapa de la sonda

Solución de problemas	
No creemos que llegue a experimentar ningún problema con el termómetro, pero si lo llega a tener, podrían ayudarle las siguientes sugerencias.	
Problema	Sugerencia
La pantalla se pone en blanco después de oprimirse el botón de encendido .	Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente.
No puede efectuarse la medición o aparece una temperatura anormal en la pantalla.	Asegúrese de que la punta de la sonda esté limpia y sin ningún daño. Limpie todo exceso de cera que pudiera estar acumulada en el oído. Después introduzca de nuevo la sonda. Vea el paso 2.
El termómetro auditivo no funciona después de oprimirse el botón.	Asegúrese de iniciar la medición de temperatura después de que aparezca el símbolo  .

Cuidado y empleo de la unidad

- Mantenga seco el termómetro. Nunca introduzca la unidad en agua.
- Mantenga el termómetro lejos de la luz directa del sol, el polvo y la tierra.
- Maneje con cuidado el termómetro. No deje caer la unidad.
- Utilice y guarde el termómetro en lugares a temperatura normal.
- Ocasionalmente limpie el termómetro con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.
- Para evitar dañar la lente de la sonda, evite limpiarla con toalla de papel o con papel. Utilice un hisopillo remojado en alcohol de sobar, para limpiarlo. Déjelo secar antes de utilizarlo.
- No toque la sonda con los dedos. Proteja la sonda con la tapa correspondiente cada vez después de usar la unidad.
- No desarme el termómetro. Si no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen.

Sugerencias y consejos

- Para lograr una medición precisa de la temperatura, primero limpie todo exceso de cera acumulada en el oído.
- La temperatura puede ser diferente en cada oído. Para obtener una lectura precisa, siempre tómese la temperatura en el mismo oído.
- Tómese la temperatura cuando esté relajado, y nunca lo haga después de hacer ejercicio o de darse un baño. Espere por lo menos 20 minutos después de hacerlo.
- No utilice el termómetro si sufre de alguna enfermedad del oído, o si está húmedo el canal auditivo.
- Mantenga todo teléfono portátil alejado del termómetro para evitar un malfuncionamiento.
- Si tiene pelos en el oído, la temperatura medida puede ser inferior a la real.
- Si ocurren las siguientes condiciones, le recomendamos tomarse la temperatura tres veces por lo menos y escoger la más elevada.
 - Con niños menores de 3 meses.
 - Con niños menores de tres años, que tengan un sistema inmune afectado.
 - Es la primera vez que utiliza el termómetro. Practique hasta obtener lecturas precisas y uniformes.

Notas acerca de las pilas

- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado. Pueden adquirirse pilas alcalinas RadioShack en cualquier tienda RadioShack de la localidad.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (alcalinas, estándar o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.
- Si no tiene pensado utilizar el termómetro durante un mes o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- Cuando se oscurece la pantalla o se debilitan las pilas, en la pantalla aparece el símbolo . Cambie las pilas.

Garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUI ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUI EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUI ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PERDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el periodo remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99